

精製抗体データシート

品名：ラット抗ヒト CD63 抗体, 100 μ g

品名コード：HAK-Anti-CD63-1C8-1

クローン No. 1C8-2B11

アイソタイプ rat IgG2b/k

濃度 1mg/mL in PBS

容量 0.1mL/フイブ (100 μ g/フイブ)

保存 凍結融解を避けてください。製品は受領時に-70 $^{\circ}$ C以下で保管して下さい。使用時に小分け分注を推奨します。

抗原 導入プラスミド DNA により発現されるタンパク質 (CD63)


精製方法 ハイブリドーマ培養上清 (無血清培地) より、イオン交換カラムを用いた精製

製品 Lot No. チューブラベルに記載しています。

アプリケーションデータ 別紙参照

以上

CD63-GFP融合蛋白を発現するHeLa細胞の解析
(抗CD63抗体、クローン1C8-2B11を使用)



(B) 細胞抽出液のウェスタンブロット

