

精製抗体データシート

品名：マウス抗ヒト PD-L1 抗体, 100 μ g

品名コード：HAK-Anti-PDL1-A1-9F7-1

クローン No. A1-9F7

アイソタイプ mouse IgG1/ κ

濃度 1mg/mL in PBS

容量 0.1mL/フ1-ブ[®] (100 μ g/フ1-ブ[®])

保存 凍結融解を避けてください。製品は受領時に-70 $^{\circ}$ C以下で保管して下さい。使用時に小分け分注を推奨します。

抗原 導入プラスミド DNA により発現されるタンパク質 (PD-L1)

精製方法 ハイブリドーマ培養上清 (無血清培地) より、プロテイン G カラムを用いた精製

製品 Lot No. チューブラベルに記載しています。

以上