

## 精製抗体データシート

品名 : マウス抗ヒト EpCAM 抗体, 100 $\mu$ g

品名コード : HAK-Anti-EPCAM-9B1-1

クローン No. B1-9B1

アイソタイプ mouse IgG1/ $\kappa$

濃度 1mg/mL in PBS

容量 0.1mL/チューブ (100 $\mu$ g/チューブ)

保存 凍結融解を避けてください。製品は受領時に-70 $^{\circ}$ C以下で保管して下さい。使用時に小分け分注を推奨します。

抗原 導入プラスミド DNA により発現されるタンパク質 (EpCAM)

精製方法 ハイブリドーマ培養上清 (無血清培地) より、プロテイン G カラムを用いた精製

製品 Lot No. チューブラベルに記載しています。

以上