

## 精製抗体データシート

品名：マウス抗イヌ CD9 抗体, 100 $\mu$ g

品名コード：HAK-Anti-dCD9-2G10-1

クローン No. A1-2G10

アイソタイプ mouse IgG2a/k

濃度 1mg/mL in PBS

容量 0.1mL/フ1-ブ (100 $\mu$ g/フ1-ブ)

保存 凍結融解を避けてください。製品は受領時に-70 $^{\circ}$ C以下で保管して下さい。使用時に小分け分注を推奨します。

抗原 導入プラスミド DNA により発現されるタンパク質 (dCD9)

精製方法 ハイブリドーマ培養上清 (無血清培地) より、プロテイン G カラムを用いた精製


製品 Lot No. チューブラベルに記載しています。

アプリケーションデータ 別紙参照


以上

抗イヌ抗体によるウェスタン・ブロット


イヌ尿路上皮がん細胞株AZ-ACUの細胞抽出液10 $\mu$ g



anti-dog CD9  
A1-2G10



anti-dog CD63  
A2-1A4



anti-dog EpCAM  
B3-10D3