

精製抗体データシート

品名：マウス抗イヌ CD63 抗体, 100μg

品名コード：HAK-Anti-dCD63-1A4-1

クローン No. A2-1A4

アイソタイプ mouse IgG1/κ

濃度 1mg/mL in PBS

容量 0.1mL/フリーズ（100μg/フリーズ）

保存 凍結融解を避けてください。製品は受領時に-70℃以下で保管
して下さい。使用時に小分け分注を推奨します。

抗原 導入プラスミド DNA により発現されるタンパク質（dCD63）

精製方法 ハイブリドーマ培養上清（無血清培地）より、プロテイン G
カラムを用いた精製


製品 Lot No. チューブラベルに記載しています。

アプリケーションデータ 別紙参照


以上

抗イヌ抗体によるウェスタン・ブロット


イヌ尿路上皮がん細胞株AZ-ACUの細胞抽出液10μg



anti-dog CD9
A1-2G10



anti-dog CD63
A2-1A4



anti-dog EpCAM
B3-10D3