

精製抗体データシート

品名：マウス抗イヌ EpCAM 抗体, 100 μ g

品名コード：HAK-Anti-dEPCAM-10D3-1

クローン No. B3-10D3

アイソタイプ mouse IgG2b/ κ

濃度 1mg/mL in PBS

容量 0.1mL/チューブ (100 μ g/チューブ)

保存 凍結融解を避けてください。製品は受領時に-70 $^{\circ}$ C以下で保管して下さい。使用時に小分け分注を推奨します。

抗原 導入プラスミド DNA により発現されるタンパク質 (dEpCAM)

精製方法 ハイブリドーマ培養上清 (無血清培地) より、プロテイン G カラムを用いた精製

製品 Lot No. チューブラベルに記載しています。

アプリケーションデータ 別紙参照

以上

抗イヌ抗体によるウェスタン・ブロット

イヌ尿路上皮がん細胞株AZ-ACUの細胞抽出液10 μ g

kD
30 —
20 —
15 —




anti-dog CD9
A1-2G10

kD
55 —
45 —
35 —



anti-dog CD63
A2-1A4

kD
55 —
45 —
35 —



anti-dog EpCAM
B3-10D3