

精製抗体データシート

品名：マウス抗ヒト HER2 抗体, 100 μ g

品名コード：HAK-Anti-HER2-15C2-1

クローン No. B1-15C2

アイソタイプ mouse IgG1/ κ

濃度 1mg/mL in PBS

容量 0.1mL/チューブ (100 μ g/チューブ)

保存 凍結融解を避けてください。製品は受領時に-70 $^{\circ}$ C以下で保管して下さい。使用時に小分け分注を推奨します。

抗原 導入プラスミド DNA により発現されるタンパク質 (HER2)

精製方法 ハイブリドーマ培養上清 (無血清培地) より、Protein G を用いた精製

製品 Lot No. チューブラベルに記載しています。

以上